

C-Bogen-Abdeckungen



REF 30220PE-Beutel transparent mit Bodennaht



REF 30285 + REF 30295 bessere Passform durch Seitenfalten-Flachboden



100 x 200 cm

Standardbezug für C-Bögen aller Hersteller

FLEXASOFT® C-Bogen-Beutel, transparent PE-Folie, teleskopgefaltet 2 Wickelbänder 75 x 3 cm an dem Bezug befestigt VE: 10 Stück



REF / Größe

70+43x200 cm

Artikelbeschreibung

30285

FLEXASOFT® C-Bogen-Haube, transparent

SF-Folie, teleskopgefaltet 2 Wickelbänder 89 x 3 cm an dem Bezug befestigt VE: 10 Stück

30295 70+43x250 cm FLEXASOFT® C-Bogen-Haube, transparent

SF-Folie, teleskopgefaltet 2 Wickelbänder 89 x 3 cm an dem Bezug befestigt VE: 10 Stück



Die Wickelbänder sind an den Enden mit Klebeflächen 45x30mm und Fingerlift ausgestattet und einseitig am Produkt befestigt.

Spangenbezüge C-Set

| REF / Größe | Artikelbeschreibung | geeignet für | |
|-------------|---|--|--|
| 34101 | STERINORM® Spangenbezug C-SET Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Ziehm – | |
| 34131 | Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Siremobil 2000 Ziehm Vista | |
| 34141 | Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Siemens Compakt Libra-C GE 9800 OEC | |
| 34151 | Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30096 + WBand Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Philips BV300 Endura Pulsera | |
| 34161 | Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30086 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Philips BV 9Zoll Libra | |
| 34171 | Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30094 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Philips BV 9Zoll Libra + 3D o. Laserlichtvisier | |
| 34102 | Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück | Ziehm — | |
| 34132 | Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück | Ziehm 6" mit Griff 9" ohne Griff | |
| 34172 | Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30094 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück | Ziehm 9" mit Griff und 12" | |

Formbezüge C-Set

| REF / Größe | Artikelbeschreibung | geeignet für | |
|--|---|---|--|
| 34541 PZN07599833 STERILE R C€ 0197 | FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Siemens Compakt 9 Zoll | |
| 34551 PZN07599856 STERILE R C€ 0197 | FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30096 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Siemens Compakt 12 Zoll | |
| 34561 PZN07599862 STERILE R C€ 0197 | FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30086 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Philips BV 25/29 9 Zoll | |
| 34731 PZN07599891 STERILE R C€ 0197 | FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34700 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | C-Bogen m. langem C BV bis 7 Zoll | |
| 34741 PZN07599916 STERILE R C€ 0197 | FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34700 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück | Siemens Compakt L 9 Zoll | |

Die optimale Haftung wird erreicht, wenn der C-Bogen vor dem ersten Einsatz mit einem rückstandsfreien Reinigungsmittel behandelt wurde.

Abdeck-Beutel

Im Umschlag sind die **latexfreien** Synthetik-Gummis eingeschweißt

Toleranzmaße: Bodennaht-Beutel

Öffnung: +2 / -2 cm Längen: +4 / -1 cm Umschlag: +1 / -1 cm



| REF / Größe Artikelbeschreibung |
|---------------------------------|
| |

| 80 x 45 | ETERINORM ® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen /E: 50 Stück |
|---------|---|
|---------|---|

z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler

geeignet für



30065 STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück

z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler



3008580 x 85

STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp.
PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen
VE: 50 Stück

z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler



30160 STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. 100 x 60 PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück

z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler



30180 100 x 80 **STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler



30200 100 x 100 **STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück z.B. für OEC (BV 31)



30250 100 x 150 **STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen 1 Folienbindeband zur Passformverbesserung VE: 40 Stück z.B. für C-Bogen Halbarmabdeckung



Abdeck-Beutel



Besserer Passform durch Seitenfalten-Flachboden - die ansonsten abstehenden Ecken liegen an.

Im Umschlag sind die **latexfreien** Synthetik-Gummis eingeschweißt

Toleranzmaße: Flachboden-Beutel Öffnung: +2 / -0 cm

Seitenfalten: +2/-0 cm Längen: +4/-1 cm Umschlag: +1/-1 cm

| REF / Größe | Artikelbeschreibung | geeignet für | |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 30061 45+17x65 | STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück | für Röntgenstrahler | (Boden ausgefaltet) 560 mm 450 mm |
| 30077 46+24x69 | STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück | (BV 9 ZoII) = 23 cm | 570 mm |
| 30079 49+30x75 | STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten oder Laserlichtvisier VE: 50 Stück | für ISO-C (BV 9 ZoII) =23cm | 600 mm |
| 30086 49+30x100 | STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten und Laserlichtvisier VE: 50 Stück | Philips Endura + BV 300 (BV 9 Zoll) =30cm | 850 mm |
| 30094 60+40x75 | STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten oder Laserlichtvisier VE: 50 Stück | (BV 12 ZoII) =30 cm | 550 mm |
| 30096 60+40x103 | STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten und Laserlichtvisier 1 Folienbindeband zur Passformverbesserung VE: 25 Stück | (BV 12 ZoII) =31 cm | 830 mm |

Abdeck-Hauben

Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt



| R | EF / Größe | Artikelbeschreibung | geeignet für |
|---|------------------------|---|--|
| | 8025 2 x 42 | STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 150 Stück | Abdeckfläche z.B.: 20 x 20 cm bis max. 280 mm |
| | 8030 5 x 55 | STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück | Abdeckfläche z.B.: 25 x 45 cm bis max. 360 mm |
| | 8060 O x 125 | STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück | Abdeckfläche z.B.: 30 x 85 cm bis max. 1000 mm |
| | 8070 0 x 80 | STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück | f. Röntgenstrahler plus Joystick oder Bedienteil Abdeckfläche z.B.: 35 x 70 cm |
| | 8110 5x105 | STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück | Abdeckfläche z.B.: 50 x 100 cm |
| | 8040 5 x 75 | STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband paarweise verpackt VE: 50 Paar | z.B. Armlehnen- Bezug bis max. 250 mm bis max. 260 mm |

Abdeck-Hauben



Das angenähte Synthetikband ist latexfrei und mit Garn ummantelt

Philips MD 3+4 (38er BV), Bedienteil, Hockerbezug, Siemens Polydiagnost

REF / Größe

Artikelbeschreibung

geeignet für

38020U \emptyset 20cm



STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 200 Stück

für Kopfhörer



38080 Ø 85cm STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück

Abdeckfläche z.B.: 40 x 80 cm



38100 \varnothing 95cm STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück

Abdeckfläche z.B.: 45 x 90 cm



Ø bis max. 750 mm

38125 \emptyset 125cm STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück


Abdeckfläche z.B.: 60 x 120 cm



 \varnothing bis max. 1000 mm

38140 Ø140cm STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 40 Stück

Abdeckfläche z.B.: 65 x 130 cm



 \varnothing bis max. 1200 mm

Ziehm-Abdeckungen

Verfügbare Sets:

| ArtNr. | Gerätetyp | Flach- detektor | Bild- verstärker | C-Bogen | Generator | User Interface | Joystick | Fuss- schalter | Stück pro Pack |
|--------|---|--------------------|---------------------|---------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 131925 | Vision FD CMOS Solo FD CMOS | • | | • | 2.4 kW | | | • | 12 |
| 131180 | Vision RFD 30 × 30 Hybrid 30 × 30 Vision RFD 3D | • | | • | • 25 kW | | | • | 12 |
| 34541 | Vision RFD 3D | • | | • | • 25 kW | | | | 20 |
| 30077 | 20 × 20 cm FD 30 × 30 cm FD | • | | | | | | | 50 |
| 131182 | 8000 Solo Vision Vision Vario 3D | | • | • | 2 kW | | | • | 12 |
| 131181 | Vision R | | • | • | 7.5/20 kW | | | • | 12 |
| 131184 | 23 cm /31 cm BV | | • | | | | | | 25 |
| 131183 | Solo Center Vision Center | | | | | • | | | 25 |
| 131150 | Position Control Center | | | | | | • | | 50 |

Orthoscan-Abdeckung

Verbrauchsmaterial zu den Mini C-Bogen



Geräteabdeckungen 25-88-637 VE: 30 Stück

Spezialprodukt für Uro-OP

REF / Größe

Artikelbeschreibung

37935

50 x 45 cm

UNIFLEX TUR® Auffangbeutel

PE-Material transparent, extra reissfest,

Tasche 30 cm, mit Faltenschlauch ø 22 mm, steril

VE: 20 Stück



Gebrauch für Federbügel diverser Hersteller

Befestigung am Bügel durch Überstülpen des Randes und Fixierung über eine Durchschubstange am Bodenende.

Vorteile

- > Das Filtersieb mit Griff ist aus dem PE-Trichter herausnehmbar
- Das Klebeband an der verlängerten Abdeckung ist gleichzeitig Schutz für Röntgenfilme
- > Der Faltenschlauch ist auf die gewünschte Länge ausziehbar



Leuag AG

Industriestrasse 21 CH-6055 Alpnach Dorf Tel. +41 (0)41 618 81 00

Leuag SA

Chemin des Condémines 2 CH-1071 Chexbres Tél. +41 (0)21 946 43 00

info@leuag.ch www.leuag.ch