







Übersicht C-Bogen Zubehör

		Abdeckung von							Befestigung mit						
Art.-Nr.	Gerätetyp	Flach- detektor	Bildver- stärker	C- Bogen	Gene- rator	User Interface	Joy- stick	Fuss- schalter	Feder- bügel	Clip	Gummi- zug	Klebe- band	Stück/ Pack	Bestellmenge/ Pack	
Universelle Bezüge															
30220	Alle	•	•	•								•	10	1 10 20	
34100	Alle			•					•				50	1	
30065	Alle Grössen				•						•		50	1	
38100	20cm x 20cm	•									•		50	1	Ø 95 cm 
38125	30cm x 30cm 31cm x 31cm	•									•		50	1	Ø 125 cm 
38140	30cm x 30cm 31cm x 31cm	•									•		50	1	Ø 140 cm 
30077	Alle Grössen		•								•		50	1	
131183	Alle					•							25	1	
Abdeckungen für Vision FD, Vision FD 31x31, Solo FD, Solo/Vision BV															
131182	Solo/Vision BV		•	•	•			•		•			12	1	
131925	Vision FD CMOS Vision FD 31x31 Solo FD	•		•	• 2.4kW			•		•			12	1	
34131*	Alle	•		•	•				•				20	1	
34103	Alle	•		•					•				20	1	
25-88-225	Alle			•						•			24	1	

Übersicht C-Bogen Zubehör

		Abdeckung von							Befestigung mit						
Art.-Nr.	Gerätetyp	Flach- detektor	Bildver- stärker	C- Bogen	Gene- rator	User Interface	Joy- stick	Fuss- schalter	Feder- bügel	Clip	Gummi- zug	Klebe- band	Stück/ Pack	Bestellmenge/ Pack	
Abdeckungen für Vision RFD, Vision RFD Hybrid, Vision RFD 3D															
131180	Alle	●		●	●			●		●			12	1	
131150	RFD Hybrid, Vision RFD 3D						●						25	1	
34131*	Alle	●		●	●				●				20	1	
34104	Alle	●		●					●				20	1	
30285	Vision RFD 3D	Patientenabdeckung für 3D-Anwendungen										●	10	1	
25-88-135	Alle			●						●			24	1	
Federbügel															
FD001	Gebrauch mit 34131 oder 34103												1	1	
RFD001	Gebrauch mit 34104												1	1	
Bei Geräten mit Flachdetektor wird zusätzlich eine der folgenden Abdeckhauben benötigt: Art.-Nr. 38100, 38125 oder 38140															
Mini C-Bogen Orthoscan															
25-88-637	Alle	●		●	●						●	●	30	1 5 10	

* Bei Geräten mit Flachdetektor wird zusätzlich eine der folgenden Abdeckhauben benötigt: Art.-Nr. 38100, 38125 oder 38140